


MicroOne Swep Duo mop

Single Use microvezelmop voor Swep Duo systeem



Toepassing

MicroOne moppen zijn microvezelmoppen voor éénmalig gebruik, anders gezegd Single Use. In de gezondheidszorg is Single Use de meest veilige en praktische oplossing om kruisbesmettingen te voorkomen. Maar ook in andere sectoren waar bijvoorbeeld wassen lastig is biedt de MicroOne mop een uitkomst.

De MicroOne microvezel Swep Duo mop is ontworpen voor de Vileda Swep pre-prepared methode. De MicroOne Swep Duo mop is geschikt voor reiniging met of zonder reinigingsproduct en voor het gebruik in combinatie met een desinfectans.

Productomschrijving

De MicroOne Swep Duo mop is samengesteld uit viscose en microvezels waardoor hij naast een uitstekende reiniging ook goed absorbeert. Doordat de mop tweezijdig bruikbaar is verdubbelt u het aantal te reinigen m² vloerooppervlak. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken is een extra microvezel reinigungsstrip toegevoegd.

De moppen zijn per 15 stuks verpakt in een afsluitbare kunststof zak dat precies in een Vileda Professional pre-box past. Daardoor komen de moppen niet in aanraking met de wand van de pre-box en is een optimale hygiëne gewaarborgd.

Specificaties

- Gewicht: 40 gr
- Maximale vochtopname: 300 ml

Uw voordelen

- **Laag risico op kruisbesmettingen** – de mop wordt na gebruik weggegooid. Vuile moppen komen niet in contact met schone materialen.
- **Geen wasvoorziening nodig**
- **Verwijdert significant bacteriën en andere micro-organismen** – aangetoond door onafhankelijke studies.
- **Optimale reiniging door toepassing van microvezels**
- **Geen extra investering** – aanschaf van nieuwe mopframes is niet nodig en ook de investering in wasvoorzieningen kan achterwege blijven.
- **Gebruik van wasbare en Single Use moppen is eenvoudig te combineren** – geen verschillende mopframes nodig.
- **Goede absorptie en lage frictie op de vloer** – combinatie van hoogwaardige microvezels en viscose.
- **Hygiënisch in gebruik** – afsluitbare zak met label. Uniek mopframe met strip handle voor “touchfree” verwijderen van de vuile mop.
- **Ideaal voor desinfectie** – geen schade aan duurzame moppen bij gebruik van agressieve desinfectantia zoals chloor.

Eenvoudig, hygiënisch en veilig


Voorbevochtigen (pre-prepared methode):



Prebox: 15 moppen vouwen met de mopzijde naar buiten. Stapel op de zijkant in de prebox plaatsen.



Plak het label op de deksel en noteer alle benodigde gegevens. Na gebruik de zak met het label sluiten.



Giet 3 liter water of reinigungsoplossing via de impregnatiezeef over de moppen.

TSU	Productomschrijving	Formaat	Stuks/doos	BCU
150374	MicroOne Swep Duo microvezelmop	50 cm	10 x 15 st.	150389
137878	Swep Duo mop frame	50 cm	10 x 1 st.	137879